


Messen von Protein-Microarrays mit dem

viraChip[®] Scanner

für ViraChip[®] Test Kits



- **Schnelle Messzeit:** Aufnahme einer ViraChip[®] Platte innerhalb von drei Minuten
- **Direkte Ansteuerung** über die ViraChip[®] Software
- **Eigenständige Kalibrierung** vor jeder Aufnahme
- **Wartungsfreie Funktionsweise** durch langlebige LED Technologie



Gerätespezifikationen

Allgemein

Schnittstelle: High speed USB 2.0
Gerätesteuerung: PC über ViraChip[®] Software
Stromversorgung: 100V-240V, 50Hz-60Hz

Abmessungen

Breite: 35cm Länge: 55cm
Höhe: 16cm Gewicht: 12 kg

Bestellinformation

ViraChip[®] Scanner
Bestell-Nr.: V-UVCSCA

